

PASIENT FRA ARBEIDSLISTEN

LES GJENNOM HELE BRUKSANVISNINGEN FOR FULLSTENDIG BESKRIVELSE AV FUNKSJONENE

FØR BRUK

Koble til nettverkskabelen mellom monitorvognen og uttaket før C-buen startes.

PASIENTDATA

Hent arbeidsliste

Trykk knappen for å hente arbeidslisten fra RTG.
Merk planlagt pasient.

Start undersøkelsen

Start undersøkelsen.

MANØVERPANEL PÅ C-BUE

UNDERSØKELSE Trykk knappen **Undersøkelse** til høyre på displayet for å bytte program.
Bla fremover eller bakover blant programmer med knappene til venstre i displayet.
Trykk knappen **Godkjenn** til høyre på displayet for å velge vist program.

PROGRAMVALG

Arm/ben
Ryggsøyle
Thorax
ERCP

Hode
Pelvis
Pacemaker
Urologi

MANUELL REGISTRERING AV PASIENT

LES GJENNOM HELE BRUKSANVISNINGEN FOR FULLSTENDIG BESKRIVELSE AV FUNKSJONENE

FØR BRUK

For bildeeksport kobles nettverkskabelen mellom monitorvognen og uttaket til før C-buen startes.

PASIENTDATA

Legg til

Opprett ny undersøkelse og åpne vinduet for registrering av pasientdata manuelt. Flytt mellom feltene med TAB eller bruk berøringsskjermen. Velg program avhengig av undersøkelse. Programvalg kan også gjøres på C-buen.

PROGRAMVALG

Arm/ben
Ryggsøyle
Thorax
ERCP

Hode
Pelvis
Pacemaker
Urologi

Start undersøkelsen

Start undersøkelsen.

GJENNOMLYSNING:

Venstre fotpedal (**LDF**) er lavdosegjennomlysning, arbeidsmodus.
Høyre fotpedal (**HQF**) er gjennomlysning med bedre bildekvalitet.

Bildet lagres automatisk ved gjennomlysning med **HQF**.

Bildeeksport DICOM

Hvis alle bildene skal eksporteres er det ikke nødvendig å velge ut bilder for bildeeksport.



Bruk knappen **Beskytte** for å markere bildene. Velg bilder som skal eksporteres og marker dem med flagget. Trykk enda en gang på knappen for å fjerne markeringen av bilde.



Åpne siden **Pasientinformasjon** (personikonet).



Trykk knappen **Eksporter**. Eksporteringspanelet åpnes med pasientens data.

Velg og **Alle** eller **Beskyttede** bilder (merket med flagg) skal eksporteres.

Bildeformatet røntgenangiografi (XA) gir best bildekvalitet.

Sekundær registrering (SC) benyttes for angiografier og om det er foretatt bildebehandling, måling, forstørrelse, skrevet kommentarer på bildet.

Komprimert format gir lavere bildekvalitet.

Ved å krysse av i feltet **Inkluder doserapport** blir opplysninger om tid og pasientdose eksportert sammen med pasientens bilder.

Flytt pilen til knappen **OK** og trykk venstre knapp på styreplaten.

Bildene som sendes passerer fordi på venstre monitor før eksporteringspanelet åpnes og viser status for overføringen.

Hvis bildene ikke kan sendes f.eks. hvis nettverket ikke er tilgjengelig (kabelen ikke tilkoblet), vises siden med pasientdata og en melding om at bildene er lagt i kø for senere overføring.

Bildene sendes neste gang når andre bilder eksporteres, eller gjennom å åpne siden for bildeeksport og velge knappen **Gjenoppta** når nettverket fungerer igjen.