

**Sulzer Orthopedics**  
Joint Care / Fracture Care



GSB III - Elbow Prosthesis




**SULZERMEDICA**

**GSB III**  
**Ellbogenprothese (zementiert)**  
**Elbow Prosthesis (cemented)**  
**Prothèse de coude (cimentée)**

<b>Implantate</b> <b>Implants</b> <b>Implants</b>	<b>Instrumente</b> <b>Instruments</b> <b>Instruments</b>
Humerus Humerus Humérus	Instrumentarium komplett Instrumentation complete Instrumentation complète
	<b>04/7</b>
Ulna Ulna Cubitus	Instrumente Ulna-Verlängerung Instruments ulna extension Instruments allonge cubitale
	<b>04/10</b>
Ulna-Unterlage Ulna-washer Rondelle cubitale	
	<b>04/4</b>
Humerus-Markraumsperre Medullary plug for humerus Obturateur diaphysaire pour humérus	
	<b>04/4</b>
Ulna-Verlängerung Ulna extension Allonge cubitale	
	<b>04/5</b>
Büchse zu Humerus-Bewegungsteil Bushing for moving part of humerus Bague pour jonction mobile d'humérus	
	<b>04/5</b>




**Humerus  
Humerus  
Humérus**



Details  
cemented  
CoCrMo  
Protasul™-1  
CoNiCrMo  
Protasul™-10  
Polyethylene  
Sulene™-PE  
sterile packed\*

<b>76</b>					
L mm	C mm	Ø mm	B mm	B mm	REF
76	39	16	15	05	36
<b>86</b>					
L mm	C mm	Ø mm	B mm	B mm	REF
86	39	16	17	05	26
<b>86L</b>					
L mm	C mm	Ø mm	B mm	B mm	REF
86	46	21	17	05	20


**Ulna  
Ulna  
Cubitus**



Details  
cemented  
CoCrMo  
Protasul™-1  
CoNiCrMo  
Protasul™-10  
sterile packed\*

<b>12/61</b>				
Δ mm	L mm			REF
12	61			05 71
<b>12/71</b>				
Δ mm	L mm			REF
12	71			05 72
<b>16/61</b>				
Δ mm	L mm			REF
16	61			05 73
<b>16/71</b>				
Δ mm	L mm			REF
16	71			05 74

\*Polyethylen darf nicht im Autoklaven sterilisiert werden!  
 \*Polyethylene may not be sterilized in autoclaves!  
 \*La Polyéthylène ne doit pas être stérilisé à l'autoclave!




**Ulna-Unterlage 12**  
**Ulna washer 12**  
**Rondelle cubitale 12**

Details

cemented

Polyethylene  
Sulene™-PE

sterile packed\*



2/12

T mm

2

REF

05 56

4/12

T mm

4

REF

05 57

6/12

T mm

6

REF

05 58


\*Polyethylen darf nicht im Autoklaven sterilisiert werden!

\*Polyethylene may not be sterilized in autoclaves!

\*La Polyéthylène ne doit pas être stérilisé à l'autoclave!

GSB III – Ellbogenprothese zementiert  
GSB III – Elbow prosthesis cemented  
GSB III – Prothèse de coude cimentée

Edition 2001



**Humerus-Markraumsperre**  
**Medullary plug for humerus**  
**Obturbateur diaphysaire pour humérus**

Details


Polyethylene

Sulene™-PE

sterile packed\*

REF

09 74




**Ulna-Verlängerung**  
**Ulna extension**  
**Allonge cubitale**

Details

Protasul™-21 WF

REF

05 15



**Büchse zu Humerus-Bewegungsteil**  
**Bushing for moving part of humerus**  
**Bague pour jonction mobile d'humérus**

Details

Protasul™-21 WF

REF

05 11

05 12

Grösse/Size/Taille


76/86

86 L

GSB III – Ellbogenprothese zementiert  
GSB III – Elbow prosthesis cemented  
GSB III – Prothèse de coude cimentée

Edition 2001

**GSB III  
Instrumentarium  
Instrumentation  
Instrumentation**



Instrumentarium komplett  
Complete instrumentation  
Instrumentation complète  
REF 52 95

Instrumenteneinsatz  
Instrument insert  
Insert d'instruments  
REF 52 96

Instrumentensieb  
Instrumentation case  
Plateau d'instruments  
REF 71 42

Deckel  
Cover  
Couvercle  
REF 71 39




Humerus Manipulierprothesen  
Humerus trial prosthesis  
Prothèses d'essai humérales  
REF  
52 86  
52 76  
52 75


Größe/Size/Taille  
76  
86  
86 L



Humerus-Steinmann Nagel  
Steinmann pin for humerus  
Clou de Steinmann pour humérus  
Ø mm  
4,5  
REF  
52 31




Kondylen-Schnittlehre  
Condyle resection guide  
Gabarit de résection des condyles  
REF 52 33




Basisteil zu Kondylen-Schnittlehre  
Basic condyle resection guide  
Gabarit de base pour résection  
des condyles  
REF 52 37


Steinmann Nagel  
Steinmann pin  
Clou de Steinmann  
Ø mm L mm REF 52 29  
3 55



Humerus-Kastenlehren  
Box guides for humerus  
Gabarits de boîte articulaire  
pour humérus  
Größe/Size/Taille REF 52 24  
76/86 52 26  
86 L



Kondylen-Schutzlehre  
Condyle protection guide  
Gabarit de protection des condyles  
REF 52 39



Humerus Bohrlehren  
Drilling guides for humerus  
Gabarits de perçage pour humérus  
Größe/Size/Taille REF 52 21  
76/86 52 22  
86 L


Handgriff  
Handle  
Poignée REF 52 41



Bohrer  
Drills  
Mèches  
Ø mm REF 52 19  
3 52 18  
3,2



Marktraumfräser  
Reamers for medullary cavity  
Fraises pour cavité médullaire  
Größe/Size/Taille 4 REF 52 38  
1 (XL) cyl. 52 40  
2 (L) cyl. 52 42  
3 (M) cyl. 52 52  
4 (S) cyl. 52 56  
5 (XL) con. 52 58  
6 (L) con. 52 60  
7 (M) con.  
8 (S) con.




Schnellkupplung  
Quick coupling  
Connexion rapide REF 52 62

Humerus-Raspel  
Rasps for Humerus  
Râpes pour humérus  
Größe/Size/Taille REF 52 02  
76 52 04  
86 52 06  
86 L



Gleithammer (mit Kipphebel)  
Gliding hammer  
Marteau à glissière REF 52 45



Humerus-Kondylenlehren  
Humeral condyle gauges  
Gabarits de condyle huméral  
Größe/Size/Taille REF 76/86  
52 12  
86 L 52 14



Humerus Nachschlaginstrument  
Impactor for humerus  
Impacteur pour humérus REF 52 43

Humerus-Auszehinstrument  
Extractor instrument for humerus  
Instrument d'extraction pour humérus  
REF 52 47



Ulna Manipulierprothesen  
Ulna trial prosthesis  
Prothesen d'essai cubitales  
Größe/Size/Taille REF 52 81  
12/61 52 79  
12/71 52 91  
16/61 52 89  
16/71



Ulna-Steinmann Nagel  
Steinmann pin for ulna  
Clou de Steinmann pour cubitus  
Ø mm REF 52 30  
4,5



Ulna-Fräser  
Reamers for ulna  
Fraises pour cubitus  
Ø mm REF 52 16  
15 52 17



Ulna-Raspel  
Rasp for ulna  
Râpe pour cubitus REF 52 08


Ulna-Nachschlaginstrument  
Impactor for ulna  
Impacteur pour cubitus REF 52 68



Manipulier Ulna-  
Nachschlaginstrument  
Impactor for ulna trial prosthesis  
Impacteur pour prothèse  
d'essai cubitale REF 52 70



Repositionshilfe zu  
Manipulierprothese  
Reposition guide for trial prosthesis  
Guide de réposition pour prothèse de  
manipulation REF 52 85




Auspressinstrument  
Decoupling instrument  
Instrument de découplage REF 52 72


Ausziehinstrument  
Extractor instrument  
Instrument d'extraction REF 52 49



Zementspritze 20 ml  
Cement syringe 20 ml  
Seringue pour ciment 20 ml REF 52 92\*




Halter für Zementspritze  
Holder for cement syringe  
Manche pour seringue de ciment REF 52 94



Zementpistole  
Cement gun  
Pistolet à ciment REF 01.04850.001\*



Zementpistolenaufsatz retroflex  
Cement gun nozzle retroflex  
Embout pour pistolet à ciment  
retroflex REF 01.04870.010\*



Zementerschutz  
Cement protection  
Protection de ciment

Größe/Size/Taille REF  
76/86 52 55  
86 L 52 57



Knochenstanze  
Bone punch  
Poignéeuse d'os

Ø mm REF  
9 52 10




Stößel zu Knochenstanze  
Tappet for bone punch  
Pilon pour poignéeuse d'os

REF 52 11




Markraumsperrn Setzinstrument  
Handle medullary plug PE  
Poignée pour obturateur PE

REF 52 53



Knochenfinder-Setzinstrument  
Handle bone plug  
Poignée pour obturateur osseux


REF 52 51



Repositionshilfe zu Implantat  
Reposition guide for implant  
Guide de réposition pour implants

REF 52 84

**Instrumente Ulna-Verlängerung**  
**Instruments ulna extension**  
**Instruments allonge cubitale**



Reponierhebel zu Ulna-Verlängerung  
Reducing tool for ulna extension  
Levier de réduction pour allonge cubitale

REF 52 98



Einschläger für Ulna-Verlängerung  
Impactor for ulna extension  
Impacteur pour allonge cubitale

REF 52 99

\*auf Anfrage  
Upon request  
Sur demande

GSB III – Ellbogenprothese zementiert  
GSB II – Elbow prosthesis cemented  
GSB III – Prothèse de coude cimentée

Édition 2001